



طريقة حقن الإبيبي نافرين أو ما يسمى الإبيبي بين EpiPen

١. أخرج الدواء من علبته
٢. أنزع الغطاء الأزرق فهو غطاء أمان يمنع الجهاز من العمل
٣. إحقن المحقنة من رأسها البرتقالي في منتصف الوجه الخارجي للفخذ
٤. حافظ على الإبرة داخل الفخذ لمدة ١٠ ثواني
٥. أنزع الإبرة وقم بالتدليك الموضعي لمكان الحقن




طريقة استخدام الـ Auv-Q:

١. قم بإزالة الغطاء الخارجي للـ Auv-Q وهذا سيفعل جهاز الصوت في المحقنة
٢. أرفع غطاء الأمان الأحمر
٣. ضع الجزء الأسود على منتصف الوجه الخارجي للفخذ
٤. اكبس بشدة وحافظ عليها لمدة ٥ ثوان
٥. أزلها عن الفخذ



طريقة استخدام الـ Adrenoclick

١. أزل الغطاء الخارجي
٢. أزل أغطية الأمان الرمادية 1 و 2 .
٣. ضع الرأس باتجاه منتصف القسم الخارجي من الفخذ
٤. اكبس بقوة حتى تخترق الإبرة العضلات .
٥. حافظ على هذا الوضع لمدة ١٠ ثواني



عالج المريض قبل الاتصال بالإسعاف أولى علامات الحساسية قد تكون خفيفة ولكن الأعراض قد تتدهور بسرعة

توجيهات أخرى:

الاتصال الاسعافي: ٩٩٩

لاتصال الاسعافي الآخر:

الاسم: _____

اسم الطبيب: _____ رقم التلفون: _____

العلاقة بالمريض: _____ رقم التلفون: _____

اسم الوالدين أو ولي الأمر: _____

الاسم والعلاقة بالمريض: _____

رقم التلفون: _____

رقم التلفون: _____